

入浴介助におすすめ

移乗サポートロボット

Hug L1WP

L1-01WP

防水
タイプ



▲動画はこちら


寸法(全長×全幅×全高)	880×550×890～1200mm
総重量	32kg
最大使用者体重	100kg
身体保持バー高さ調節	なし
動作軌跡	コンパクトな動き
駆動モーター	1基
バッテリー充電方式	取外し式
身長制限	140～180cm
主な使用場所	浴室向け
取回し範囲	約100cm
使用回数(満充電より)	約100回(充電時間:4時間)
防水性能	あり
製造国	日本



FRONT



REAR



施設・病院介護におすすめ

移乗サポートロボット **Hug T1**

T1-02



▲動画はこちら

寸法(全長×全幅×全高)	950×620×880～1350mm
総重量	35kg
最大使用者体重	100kg
動作保証条件	温度: 0～40℃ 湿度: 20～90%RH
身体保持バー高さ調節	あり
動作軌跡	自然な立ち上がり
駆動モーター	2基
バッテリー充電方式	取外し式
身長制限	140～180cm
主な使用場所	施設向け
取回し範囲	約100cm
使用回数(満充電より)	約100回(充電時間:8時間)
防水性能	なし
製造国	日本



在宅介護におすすめ

移乗サポートロボット **Hug L1**

L1-01



▲動画はこちら

寸法(全長×全幅×全高)	880×550×850～1200mm
総重量	30kg
最大使用者体重	100kg
動作保証条件	温度: 0～40℃ 湿度: 20～90%RH
身体保持バー高さ調節	なし
動作軌跡	コンパクトな動き
駆動モーター	1基
バッテリー充電方式	直接充電
身長制限	140～180cm
主な使用場所	家庭向け
取回し範囲	約100cm
使用回数(満充電より)	約100回(充電時間:8時間)
防水性能	なし
製造国	日本



■取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アマノ

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>

アマノ 入浴

検索

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(355)2706
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東関東支店 TEL.04(7157)4733
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 三島出張所 TEL.055(957)2464
- 名古屋支店 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(558)2615

⚠️安全に関するご注意

- ご使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございしますと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

RKT.2409.3000

ロボット
助成金
対象製品

防水
タイプ

移乗サポートロボット ハグ

Hug L1WP L1-01WP

Hug



AMANO



FUJI

Hug「L1-01WP」防水タイプは、株式会社アマノと株式会社FUJIの共同開発製品です。
ロボット助成金対象製品については、各都道府県の担当窓口にご確認ください。



Hug L1WP L1-01WP

浴室・脱衣室での使用が可能な 防水タイプの移乗サポートロボット ハグ

アマノ浴槽との親和性が高く、スムーズな移乗を実現！

Hug
&

Compact Chair Bath
shuttle fit
コンパクトチェアバス シャトル フィット



Hug
&

New Select Bath
nukty
セレクトバス ヌクティ



Hug
&

Sofa Bath
abitt
ソファバス アビット



動画はこちら




足置きをアビットの下まで入れられます。

入浴者はHugから降りずにそのまま座ることができます。

Hug
&

Select Bath
marine court remo
セレクトバス マリンコート リモ



ATB-7050B

マリンコート リモに使用できる移乗ストレッチャーです。

POINT
1

シャワーで
洗える

防水
タイプ



POINT
2

防水タイプの
バッテリー

＼ 取り外しも簡単 /



POINT
3

小回りが利く
双輪キャスター



アプローチ

一人で介助可能で、介助者の腰痛も軽減！


ベルト等の固定が不要だから短時間で移乗できます。

トイレ



Hugに乗ったまま移動して、
入浴前のトイレを行えます。

洗身



浴室に直行して臀部や脚の洗身が
行えます。介助者は両手が使えます。

入浴



そのまま浴槽へと移乗できます。
一連のアプローチがスムーズです。

お手入れ & メンテナンス

- ✓ 簡単に外せます
- ✓ 洗濯機で洗えます

クッションは簡単に取り外せて、
洗濯機で洗えるためいつでも
衛生的です。



- ✓ メンテナンスも
アマノにお任せ

全国の営業拠点から弊社担当
営業とサービスエンジニアが
連携し、迅速に対応いたします。



※上記4機種は使用例の一部になります。その他製品についてはお気軽にお問い合わせください。